

Adaltis

Stanovení IgE – kapalná fáze:

<i>Produkt</i>	<i>Kód</i>	<i>Množství</i>
ALLERgen TOTAL IgE Kit	A.1002	96
ALLERgen BASIC Kit (specific IgE), Capture	A.1000	96
ALLERgen BASIC Kit (specific IgE), Capture	A.1004	5 x 96
ALLERgen BASIC Kit (specific IgE), Capture	A.1005	10 x 96
ALLERgen CALIBRATION Set	A.1100	10 křivek
ALLERgen Positive Control Serum – Inhalants	A.9249	10
ALLERgen Positive Control Serum – Food	A.9250	10
ALLERgen Negative Control Serum	A.9251	10
Allergen-Biotin Conjugates	různá	25
ALLERscreen-Inhalants Mix	AAX000	25
Ax1 INHALANTS MIX	AAX001	25
Other Mixes	různá	25

Na vyžádání doručíme kompletní seznam alergenů a
alergenových směsí

ELISA souprava pro kvantitativní stanovení ECP v séru a moči

<i>Produkt</i>	<i>Kód</i>	<i>Množství</i>
ALLERgen ECP Test	A2000	96

Metoda: Sendvičová ELISA
Detekční rozsah: 0,125 - 250 ng/ml
Kalibrace: 6 bodů (0 – 50 ng/ml)
Inkubace: 60 + 60 + 10