

Adaltis

NEXgen four je plně automatický analyzátor vhodný pro laboratoře zpracovávající vyšší počet vzorků. Je vybaven softwarem pro zpracování a vyhodnocení libovolných ELISA testů a softwarem Allergy, který určen pro práci s tekutými alergeny firmy Adaltis.



Automatický ELISA analyzátor
NEXgen four

Kromě výhod popsaných u analyzátoru PersonalLAB nabízí vyšší komfort v podobě:

- Ovládání přes obrazovku pouhým dotykem.
- Kontinuálního dávkování vzorků (karusel s osmi segmenty pro 240 vzorků), reagensů (22 pozic pro reagenty, 68 pozic pro standardy) a mikrotitračních desek bez přerušení pracovního cyklu.
- Synchronního zpracování 4 mikrotitračních desek.
- Dvou nezávisle pracujících ramen zajišťujících pipetování.
- Dvou oddělených promývacích stanic.
- Čtyř teplotně nezávislých inkubátorů.
- Čtyř zabudovaných stanic pro spektrofotometrické měření.

<i>Produkt</i>	<i>Kód</i>
NEXGEN FOUR	NXG 01