

AID

Western Blot soupravy:

<i>Produkt</i>	<i>Kód</i>	<i>Množství</i>
ANA-AMA-IgG Immunoblot	IBE 100	8
Anti-Liver-Autoantibody-Immunoblot	IBE 150	8
Rheumatoide Arthritis (Sa) IgG Immunoblot	IBE 1090	8

AIDScan® - System

Produkt

Scanner + software

Pro práci se scannerem je třeba objednat soupravy speciálně určené k tomuto účelu.

Scanner **nelze** využít pro soupravu **IBE1090** - Rheumatoide Arthritis IgG, zatím existuje pouze ve variantě pro ruční zpracování.

U kódů označujících soupravu pro scanner je na konci navíc písmeno C, tedy **IBE100C** nebo **IBE150C**.