

r - biopharm

Stanovení IgE – disky:

<i>Produkt</i>	<i>Kód</i>	<i>Množství</i>
Specific IgE	A 0249	1
Total IgE	A 0141	96

Stanovení specifických IgG – disky:

Specific IgG	A 0629	1
--------------	--------	---

Na vyžádání doručíme seznam
689 alergenových disků a 54 směsí

Systém objednávek alergenových disků firmy R-Biopharm zákazníkům umožňuje objednávat typ a počet disků dle vlastní aktuální potřeby. Odpadá tak nutnost skladování nepoužitých disků z balení.

Objednávky jsou vyřizovány každý týden. Během týdne následujícího pak zákazník obdrží mikrotitrační desky s již vloženými alergenovými disky (rozmístění dle požadavku zákazníka) a sadu reagentů pro zpracování objednaného množství disků.